

FICHE TECHNIQUE :**Déchets Médicaux**

Désignation :

Mini-collecteur 1.2L

Gamme :

Mini

Référence

ST08008

Date : 29/09/2023

**Dimensions :** 117 x 73 x 225 mm**Poids :** 125 gr**Matière :** PP**Volume total :** 1.13L / **Volume de remplissage :** 0.93L**Couleurs :** Jaune et blanc**Résistances :** Perforation et chute**Caractéristiques :** Fermetures provisoire et définitive / Autoclavable à 134°C pendant 18 minutes**Conforme aux normes :**

NF EN ISO 23907-1 : 2019

Titulaire du label NF 302

Homologué UN 3291 (transport des marchandises dangereuses)

**Conditionnement carton**

Nombre de pièces par carton : 60 pièces
 Dimensions carton en mm : 600 x 300 (h) x 400
 Poids du carton : 8.9 kg
GTIN produit

GTIN carton

3 701206 501038



3 701206 501045

Conditionnement palette

Nombre de pièces par palette : 1680 pièces
 Dimensions palette en mm : 800 x 1200 x 2200 (h)
 Nombre de cartons par palette : 28 cartons
 Poids palette : 260 kg

Description et assemblage

Kit de 2 pièces : 1 cuve 1.2L jaune avec étiquette, 1 couvercle blanc avec trappe disposant d'une large ouverture (50x35mm) et des opercules de désolidarisation d'aiguilles, notamment un opercule spécialement conçu pour les embouts de stylos à insuline/adrénaline.

Produit fini à ouverture/fermeture mono manuelle provisoire et définitive avec système inviolable.

Etape 1 : Positionner le couvercle sur la cuve, de façon à ce que le languette du couvercle soit du même côté que l'étiquette de la cuve.

Etape 2 : Appuyer sur le couvercle en son centre et clipser-le sur la cuve.

Etape 3 : Sécuriser l'opération en appuyant sur chacun des 8 clips (2 par face)

Supports de fixation compatibles

- **Plateau de soins :** Réf ST04090 / Il permet d'apporter le collecteur au plus près du patient.
- **Support plan antidérapant :** Réf. ST04097 / Fixation antidérapante sur plan / paillasse
- **Support chariot universel :** Réf. ST04096 / Adapté à tous les collecteurs STIL'eco
- **Support chariot universel avec crochet :** Réf ST04096C / Adapté à tous les collecteurs STIL'ECO



ST04090

ST04097

ST04096

ST04096C